

## Gama de Dormitorio

### Colchón Antiescaras



Indicado para pacientes que sufren un riesgo de padecer escaras, su presión alterna hace que el riego de circulación se active y eso pueda ralentizar la formación las escaras.

Sobrecolchón de celdas individuales con presión alterna cada 10 minutos.

Compresor de aire con ajuste manual.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
14001EFDEU	Colchón Antiescaras

### Cama Geriátrica Eléctrica de 4 Planos



Somier de 90 x 190 cm, fabricada con una estructura en tubo de acero de gran resistencia. Está compuesta por 24 lamas flexibles de madera de haya sobre soportes basculantes de caucho, que la dotan de gran flexibilidad.

- » Se articula en 4 planos mediante accionamiento eléctrico.
- » La motorización incluye un sistema de seguridad por si hay un fallo de corriente retomar la posición horizontal.
- » Color gris plata.
- » Permite incorporarle cabecero, piecero y barandillas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	PATAS REGULABLES EN ALTURA	CAPACIDAD DE PESO
ARMONY	Cama Geriátrica Eléctrica de 4 Planos	190cm x 92cm	36cm a 56cm	120Kg