

Bastón/Muleta BCR



- Fabricado en **aluminio** y termoplástico.
- **Regulación de codo** en 5 posiciones, de 19,5 a 25,5 cm.
- **Regulación de caña** en 7 posiciones, de 74 a 92 cm.
- Disponible en múltiples colores distintos.
- Puños no anatómicos.
- Accesorios: **Abrazaderas** y puños de neopreno.



ALTURA (cm)	PESO	RESISTENCIA
91,5 a 127,5	0,570 kg	130 kg