



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUMPLE LA NORVATIVA IEC 60601-2-52

- 2 motores hospitalarios marca DEWERT, tecnología alemana.
- Carro elevador con regularización de 34 cm a 81 cm.
- Lecho de 4 planos y 3 articulaciones.
- Soporte de lamas fijas y planas de polietileno termoinyectado.
- 13 lamas mecanizadas de haya vaporizada de 100x8 mm.
- Accionamiento eléctrico con motor compacto y mando con cable.
- Estructura de acero de 50x20x1,5 mm recubierta en Epoxi-Poliéster.
- Soporte para incorporador y porta gotero.
- 4 ruedas giratorias con freno incorporado.
- Opcional: Cabecero/piecero, barandillas, incorporador, portagotero.**
- Cama especial de 90 y 105 cm para pesos elevados hasta 200 kg.**
- Medidas especiales.**



## SERIE CAMA CARRO ELEVADOR

	90	105
190	212-90190	212-105190
200	212-90200	212-105200

