

New Dreams®

...nuestro logro tu mejor descanso



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura del colchón: 16 cm.

Características del núcleo:

Base superior: Placa de viscoelástica de 3 cm y 60 kg de densidad/m³.

La viscoelástica proporciona un alto efecto **antiescaras**, se fabrica ecológicamente sin CFCs, cumple el certificado **Oko-tex Standard 100 Clase 1**, en cuanto a sustancias nocivas y el certificado alemán **HYG-LEN** sobre la toxicidad de productos médicos siguiendo la norma **DIN en Iso 10993-5/SOP 09-001**.

Base inferior: Núcleo de Eliocel Ortopédico **mecanizado** de 12 cm y 28 kg de densidad/m³.

Cortes en la base para una perfecta adaptabilidad a las camas articuladas.

Terminación de producto:

Doble funda completa desenfundable con cremallera oculta del nº 5.

- 1- Funda en tejido rejilla para una mayor transpiración y protección del núcleo.
- 2- Funda en tejido cuti listado lavable y totalmente reemplazable.

TRANSPIRABILIDAD:



7

ADAPTABILIDAD:



6

FIRMEZA:



6

SERIE COLCHÓN ECOVISCO

	80	90	105	110	120	135	140	150	160
180	102-80180	102-90180	102-105180	102-110180	102-120180	102-135180	102-140180	102-150180	102-160180
190	102-80190	102-90190	102-105190	102-110190	102-120190	102-135190	102-140190	102-150190	102-160190
200	102-80200	102-90200	102-105200	102-110200	102-120200	102-135200	102-140200	102-150200	102-160200