

Simbología

thermix[®]

Sistema que disminuye la temperatura 3-4° C.

Hidrogel mantiene la temperatura del cuerpo baja, ya que además del gel de características extraordinarias, hemos añadido la tecnología Thermix, aumentando el efecto de frescura. Thermix, la nanotecnología para su bienestar.



Proporciona un plus de confort y mantiene una transpiración natural. Es suave como la seda, agradable como el lino y tan resistente y fácil de cuidar como el algodón.



SANITIZED

Las telas con acabado Sanitized están protegidas de ataques microbianos, así como también de olores desagradables, mejorando la higiene y aumentando el confort al uso.



TEJIDOS IGNÍFUGOS

Podemos aportar telas con materiales ignífugos.



FORMADO EN BLOQUE

El producto nace de la conformación de un bloque y una posible adherencia posterior.




LIBRE DE CFC

Durante la fase de producción de las sustancias no se han utilizado productos nocivos para la capa de ozono.



SIN COLA

Gracias a nuestra patente, somos capaces de combinar diferentes materiales con memoria de forma sin pegamento.



FORMADO EN MOLDE

El producto nace de un proceso de formación de espuma en el interior de un molde preformado.



A PRUEBA DE FUEGO

Nuestros productos son a prueba de fuego de acuerdo con la normativa italiana e inglesa.



ANTI-ÁCAROS

Nuestros productos tienen propiedades anti-ácaros.



ERGONÓMICO

La forma anatómica junto con las extraordinarias propiedades de los materiales, hacen que nuestros productos sean ergonómicos y adecuados para aliviar la tensión y los dolores musculares.



TRANSPIRANTE

Cuando aparece este símbolo, significa que hemos utilizado materiales hiper-transpirantes.



INDEFORMABLE

Nuestros productos no cambian su forma después del uso.



ANTI-ESCARAS

Las características de los materiales que utilizamos para nuestros colchones tienen propiedades anti-escaras.