



*El incorporador está considerado producto sanitario de clase 1 según la Directiva 93/42/CEE, modificada por la Directiva 2007/47/CE y traspuesta al reglamento español mediante el RD 1591/2009. Norma de referencia UNE-EN 60601-2-52: Equipos electromédicos. Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las camas médicas.*

## FINALIDAD Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

El producto está destinado a ser utilizado en seres humanos con fines de tratamiento o alivio de una enfermedad, así como al tratamiento, alivio o compensación de una lesión o una deficiencia, según la reglamentación europea de productos sanitarios vigente.

Se vende como ACCESORIO de una cama médica, para facilitar los movimientos del paciente dentro de la misma. Se fabrica bajo stock y se suministra para ser introducido en los soportes existentes en la zona de cabeza del bastidor de los diferentes modelos de camas médicas de Tecnimoem.



Estructura en tubo  $\varnothing 33.7 \times 3.2$  mm. recubierto de epoxi-poliéster. Con asa en material plástico y cintas de tejido de poliamida. Carga máxima admisible 75 kg. Peso: 4.4 kg.  
Altura aprox. de la barra al lecho (sin colchón): 125 cm  
Altura aprox. del asa al lecho (sin colchón): 80 cm (regulable)