

CARACTERÍSTICAS



- Lecho de 4 planos y tres articulaciones, soporte de lamas fijo y planos de polietileno termoinyectado.
- Lamas de haya vaporizadas de 53x8 con regulación zona lumbar.
- Accionamiento eléctrico con 2 motores. Motor compacto 4.000+4.000 N. Motor Lineal 6.000 N.
- Elevación en horizontal de 38 a 78 cm.
- Un solo mando integra todos los movimientos.
- Soporte usuario: 135 kg.
- Estructura de acero curvado recubierta en Epoxi-Poliéster.
- Soportes para incorporador y gotero.
- 4 ruedas de \varnothing 125 mm con freno independiente.
- Espacio bajo carro: 160 mm, permite la utilización de grúa.
- Anchos estándar: 90 x 105 cm.
- Largo estándar: 196 cm. Para colchón de 190 cm.

DIMENSIONES DE FABRICACIÓN		
ANCHOS		
LARGOS	90	105
196	Stock	*

* Bajo pedido

