



Silla de ruedas BASIC-DÚO

- Ruedas traseras de 600 y de 250 mm intercambiables (quickrelease).
- Usa las ruedas de 250 mm en la parte interior para pasar por caminos o puertas estrechas, las de 250 mm en la parte exterior para el hogar y las de 600 mm para la calle.
- Silla estrechable incluso con el usuario encima, permitiendo atravesar caminos o puertas estrechas sin esfuerzo.
- Fabricada en **aluminio** y polímeros de alta resistencia.
- **Absorbe las irregularidades** del terreno.
- Disponible con varios carenados (laterales) de distintos colores.
- Carenados (laterales) personalizables con imágenes, logos, información de contacto...
- Altamente **resistente y comfortable**.
- Peso: 15,5 kg.
- Resistencia de 125 kg.
- **Plegable**.

- **Reposapiés extraíbles y regulables** en altura sin necesidad de herramientas.

Accesorios: Freno de acompañante (1), cojín viscoelástico (2), reposapiés elevable (3), fundas de asiento y respaldo (4), respaldo abatible y reclinable (5), etc. [Ver todos.](#)

- **Reposabrazos extraíbles.**

- Cuatro **tallas** disponibles dependiendo de la anchura deseada (38, 41, 44, 46).

ALTURA	LONGITUD	ALTURA DE ASIENTO	PROFUNDIDAD DE ASIENTO	RUEDAS DELANTERAS	LONGITUD SIN REPOSAPIÉS	PESO
93 cm	111 cm	49,5 cm	43 cm	200 mm	81 cm	15,5 kg
RESISTENCIA	ANCHURA TOTAL (R600)	ANCHURA TOTAL (R250 INTERIOR)	ANCHURA TOTAL (R250 EXTERIOR)			
125 kg	Talla + 18 cm	Talla + 11 cm	Talla + 14 cm			

